

# IBMS-iPSC-071-01

培養方法：PHA


染色方法：G-banding

分析統計：

染色體數目 (條)	45	46	47	其他	總數
細胞數目 (個)	0	21	0	0	21

檢驗結果：**46,XY**

結果解釋：正常男性染色體組群。



# IBMS-PBMC-071

培養方法：PHA

染色方法：G-banding

分析統計：

染色體數目 (條)	45	46	47	其他	總數
細胞數目 (個)	0	20	0	0	20

檢驗結果：**46,XY**

結果解釋：正常男性染色體組群。

