

IBMS-iPSC-073-01

培養方法：PHA


染色方法：G-banding

分析統計：

染色體數目 (條)	45	46	47	其他	總數
細胞數目 (個)	0	21	0	0	21

檢驗結果：**46,XX**

結果解釋：正常女性染色體組群。



IBMS-PBMC-073

培養方法：PHA

染色方法：G-banding

分析統計：

染色體數目 (條)	45	46	47	其他	總數
細胞數目 (個)	0	25	0	0	25

檢驗結果：**46,XX**

結果解釋：正常女性染色體組群。

